

Nephros Ultra Filtração da água para uso Hospitalar



DSU-H

Fornecer Água Ultrapura
Como auxílio no controlo de infecções
Hospitalares

FDA 510(k)
Norma

Adequado à
produção de água
para:

- Consumo humano
- Preparação de soluções de hemodiálise
- Higienização de instrumentos cirúrgicos
- Limpeza de feridas
- Lavagem de mãos de cirurgiões
- Pré tratamento de sistemas de osmose inversa

Para uso em:

- Máquinas de Gelo
- Locais de Consumo de água
- Chuveiros

Comercializado por:
Estrutágua, Lda
Av. Dr. Francisco Sá
Carneiro, nº 5 4º A/B
2780-241 Oeiras
Tel: +351 214403091
Fax: +351 214403094
estrutagua@mail.telepac.pt




Resumo do produto

- Retém bactérias (por exemplo legionella), vírus e endotoxinas
- Mantém altas taxas de fluxo
- Fácil de instalar em linha

O DSU-H encontra-se regulamentado de acordo com a EPA (United States Environmental Protection Agency) para produção de água com destino a uso medicinal e de consumo humano.

Características e Benefícios



DSU-H



Especificações	Nephros DSU-H
Método de esterilização	Ethylene Oxide
Pressão Max. de Entrada	100 psi (6.8 bar)
Temperatura Max. de entrada	60°C (140°F)
Filtro de membrana	Medisulfone®
Material	Polysulfone
Tamanho dos poros	5 nm
Retenção de bactérias	> 10 ¹¹ (<i>B. diminuta</i>)
Retenção de vírus	> 10 ⁸ (PhiX-174)
Retenção endotoxinas	> 10 ⁵ EU/ml
Dimensões	13" L x 2.5" D
Ligações	CPC (APC) 1/2 NPSM

Medisulfone® is a registered trademark of Medica S.p.A.

DSU-H - Clean Water Flow



Perante um cenário de aumento das infecções hospitalares que requerem tratamentos particularmente caros e demorados o Nephros DSU - H constitui uma ferramenta no controlo desta problemática.



60-3085 rev.0

Product Codes

70 - 0285 DSU-H (Quick Connect)
70 - 0286 DSU-H (Thread)

Install Kits

70 - 0262 Sink Install Kit
70 - 0261 Shower Install Kit
70 - 0260 In-Line Install Kit